



## ギプス室の全製品

ヨーロッパ最大手のローマン ラシア社の  
製品をご紹介します。

株式会社 岩城器材

Lohmann  Rauscher

# セラキャスト エキストラ<sup>®</sup> バンデージとスプリント

強力で極めて軽量のサポートのための合成材料：  
骨折、手術、整形外科の矯正後の固定のために、  
接合部と骨の異常の治療のために、  
可動性を助け、子供患者のバンデージのために。

セラキャストエキストラバンデージ及びスプリントは、  
経済的です。しかも伸縮性があり、容易に巻つけたり  
モーディングすることができます。

パリの石膏ギプスでよく知られている技術の全てが、  
セラキャストエキストラにもそのまま応用されています。  
例えば、オープニング、分割方法、開窓術、ウォーキング  
ヒールとの結合、ヒンジング等。

セラキャストエキストラバンデージは軽量で、通気性が  
あり、X線撮影が可能で、一度硬化すると防水性があり  
ます。

## セラキャスト エキストラ<sup>®</sup> バンデージ

| 個々にシール（密封） |             | 製品番号   |           |
|------------|-------------|--------|-----------|
| クリーム       | 2.5cm×1.8m  | 25 205 | 1箱（10個入り） |
|            | 5.0cm×3.6m  | 25 201 | 1箱（10個入り） |
|            | 7.5cm×3.6m  | 25 202 | 1箱（10個入り） |
|            | 10.0cm×3.6m | 25 203 | 1箱（10個入り） |
|            | 12.5cm×3.6m | 25 204 | 1箱（10個入り） |
| ブルー        | 5.0cm×3.6m  | 25 211 | 1箱（10個入り） |
|            | 7.5cm×3.6m  | 25 212 | 1箱（10個入り） |
|            | 10.0cm×3.6m | 25 213 | 1箱（10個入り） |
|            | 12.5cm×3.6m | 25 214 | 1箱（10個入り） |



|      |             | 製品番号   |           |
|------|-------------|--------|-----------|
| ピンク  | 5.0cm×3.6m  | 25 231 | 1箱（10個入り） |
|      | 7.5cm×3.6m  | 25 232 | 1箱（10個入り） |
|      | 10.0cm×3.6m | 25 233 | 1箱（10個入り） |
|      | 12.5cm×3.6m | 25 234 | 1箱（10個入り） |
| グリーン | 5.0cm×3.6m  | 25 221 | 1箱（10個入り） |
|      | 7.5cm×3.6m  | 25 222 | 1箱（10個入り） |
|      | 10.0cm×3.6m | 25 223 | 1箱（10個入り） |
|      | 12.5cm×3.6m | 25 224 | 1箱（10個入り） |

## セラキャスト<sup>®</sup> スプリント

合成キャストリングテープ、片側だけパッドが入っています。  
清潔な、時間節約のできる、経済的スプリント技術のために、  
機能的な、また部分的固定キャスト（ギプス）のために、  
例えば、捻挫や腓骨靭帯裂傷の後に、腱鞘炎、上腕骨上顆炎  
（テニス肘）又は前腕末梢部の骨折の場合。

### セラキャスト<sup>®</sup> スプリント

7層のファイバーグラスニットは、モールド（型を作る）  
可能なスプリントコア型を形成するために、  
ポリウレタンレジンを注入されており、皮膚に接触する側は  
パッド入りフェルト（100%ポリプロピレン）で、  
もう片側はフィルム/パッド入りカバーで形成されています。  
セラキャストスプリントは、防湿アルミニウム合成フォイル内  
に密封されています。



### セラキャスト<sup>®</sup> スプリント

|                   |         | 製品番号   |       |
|-------------------|---------|--------|-------|
| 長さ3.6mに<br>折りたたみ  | 5.0cm幅  | 25 039 | 1箱/2箱 |
|                   | 7.5cm幅  | 25 040 | 1箱/2箱 |
|                   | 10.5cm幅 | 25 041 | 1箱/2箱 |
| ボール箱<br>ディスベンサー入り | 12.5cm幅 | 25 042 | 1箱/2箱 |
|                   | 15.0cm幅 | 25 043 | 1箱/2箱 |

### カット スプリント

|       |           | 製品番号   |          |
|-------|-----------|--------|----------|
| 個々に密封 | 7.5×30cm  | 25 250 | 1箱/40個入り |
|       | 10.0×38cm | 25 251 | 1箱/40個入り |
|       | 10.0×76cm | 25 252 | 1箱/20個入り |
|       | 12.5×76cm | 25 253 | 1箱/20個入り |

チ

石  
非  
皮  
ア生  
特チ  
皮

## セローナ® シューキャスト・ウォーキングヒール

ウォーキングキャスト装着時の  
生理学的に正しい動きのために  
湿気と汚れ防止に  
2種のウォーキングソールを  
ご提供します。

### セローナ シューキャスト

縦にも横にも非常に安定感があり、最大限に  
地面に接触するウォーキングソール。  
詳細に分析された形態により、かかとから  
つま先へ自然な動きが可能となります。  
ソールが磨耗に対する耐久性を有するため、  
発砲素材により歩く際の衝撃を和らげる一方、  
滑りにくくなっています。  
ヒールカップと無限に調節可能なマジックテーブ  
ストラップにより、確実にフィットします。

ウォーキングソール：100%発砲ポリウレタン  
ストラップ：100%ポリアミド



### セローナ® シューキャスト

個々にフォイルポーチ入り 製品番号

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 小児用        |        |          |
| サイズ0左      | 50 858 | 1個 / 8個  |
| サイズ0右      | 50 859 | 1個 / 8個  |
| 大人用        |        |          |
| サイズ1(S) 左  | 50 860 | 1個 / 10個 |
| サイズ1(S) 右  | 50 861 | 1個 / 10個 |
| サイズ2(M) 左  | 50 862 | 1個 / 10個 |
| サイズ2(M) 右  | 50 863 | 1個 / 10個 |
| サイズ3(L) 左  | 50 864 | 1個 / 8個  |
| サイズ3(L) 右  | 50 865 | 1個 / 8個  |
| サイズ4(XL) 左 | 50 869 | 1個 / 6個  |
| サイズ4(XL) 右 | 50 870 | 1個 / 6個  |

#### 取替用マジックテーブストラップ

|                |        |                       |
|----------------|--------|-----------------------|
| 40cm(サイズ0用)    | 50 868 | 1箱(10個入) / 8箱(80個入)   |
| 90cm(サイズ1,2用)  | 50 873 | 1箱(10個入) / 10箱(100個入) |
| 100cm(サイズ3,4用) | 50 874 | 1箱(10個入) / 10箱(100個入) |

### セローナ® ウォーキングヒール

製品番号

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| S | 50 820 | 1個 / 20個 |
| M | 50 821 | 1個 / 20個 |
| L | 50 822 | 1個 / 10個 |

### セローナ® ウォーキングヒール

薄灰色合成ゴム製キャスト ヒール  
軽量で滑りにくく、衝撃を吸収します。  
溝と、石膏ギプスや合成リムキャストに取り  
付ける取っ手付き



t

き  
横  
プ  
小  
至  
い

流

t

# チューブバンデージ

石膏ギプスや合成キャストのための、  
非常に柔軟な、  
皮膚にやさしい、  
アンダーキャスト プロテクション  
(保護バンデージ)

生の白色綿糸製のシームレス ニット チューブは、  
特に横方向の伸縮性があります。

チューブバンデージはまた、切断断片のしわのない  
皮膚の保護にも使用されます。



100%コットン、生の白色  
滅菌可能 (オートクレーブ121℃)

## チューブバンデージ

| 個々にフォイルボーチ入り |      | 製品番号   |       |
|--------------|------|--------|-------|
| 2.5mロール      | 6cm  | 14 820 | 10ロール |
|              | 8cm  | 14 821 | 10ロール |
|              | 10cm | 14 822 | 5ロール  |
|              | 12cm | 14 823 | 5ロール  |
|              | 15cm | 14 824 | 6ロール  |
|              | 20cm | 14 825 | 3ロール  |
|              | 25cm | 14 826 | 3ロール  |
|              | 30cm | 14 827 | 5ロール  |
|              | 35cm | 14 828 | 6ロール  |
|              | 40cm | 14 829 | 3ロール  |

# tg-チューブストッキネット

きめの細かい、シームレスニットチューブ。  
横の伸縮性にすぐれており、しわのないアンダーキャスト  
プロテクションとして使用されます。  
小さな指からボディサイズの石膏ギプスや合成キャストに  
至るまで、パッド材を適所に入れたり、皮膚病にも適して  
います。



67%漂白綿、33%ビスコース  
滅菌可能 (オートクレーブ121℃)

手や足の指に  
指、子供の手に  
添え木をあてた指、子供の腕に  
腕、子供の脚、すねに  
脚の包帯として  
ふともも、添え木をあてた腕に  
頭やふとももに  
SIZE40までの体に  
SIZE42以上の体に



## tg-チューブストッキネット

|                                       |                | 製品番号   |              |
|---------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| 2.0mロール<br>白色<br>個々にボール紙<br>ディスペンサー入り | Size 1 (1.4cm) | 24 000 | 1ロール / 20ロール |
|                                       | Size 2 (2.3cm) | 24 001 | 1ロール / 20ロール |
|                                       | Size 3 (3cm)   | 24 002 | 1ロール / 10ロール |
|                                       | Size 5 (5.5cm) | 24 003 | 1ロール / 10ロール |
|                                       | Size 6 (6.5cm) | 24 004 | 1ロール / 10ロール |
|                                       | Size 7 (7cm)   | 24 005 | 1ロール / 18ロール |
|                                       | Size 9 (8.5cm) | 24 006 | 1ロール / 12ロール |
|                                       | Size K1 (16cm) | 24 030 | 1ロール / 10ロール |
|                                       | Size K2 (21cm) | 24 031 | 1ロール / 10ロール |

## セローナ<sup>®</sup> 粘着性パディング キャスト エッジ バンデージ

粘着性の、非常に柔軟なパディング材。  
部分パッドプラスターキャストや合成  
キャストリングテープの下に滑らず適用  
可能。

### セローナ<sup>®</sup> 粘着性パディング

胴体・骨盤／足にキャストを使用する際、  
それぞれの形にカットし、露出したサポート  
エリアを保護します。  
細片上にポリアクリル粘着材が付着してある  
ため、通気性がよく、皮膚にも優しい。



### セローナ<sup>®</sup> キャスト エッジ パディング

キャストの、特に合成キャストリングテープ  
の固いエッジに取り付けます。  
前腕、上腕、チューターキャスト及び圧力の  
かかり得る箇所全てに適しています。

不織布パディング又は通気性の小穴の開いた  
不織布。

50%ポリエステル、30%ポリプロピレン、  
20%ビスコースレーヨン  
ポリアクリル粘着材、皮膚耐性が高い。

### セローナ<sup>®</sup> パディング

| 粘着性、白色                 | 製品番号       |        |                               |
|------------------------|------------|--------|-------------------------------|
| 厚さ5mm シート<br>フォイルポーチ入り | 19 × 38cm  | 50 810 | 1箱(10個入) / 6箱(60個入)           |
| 厚さ2mm ロール              | 58cm × 1 m | 50 811 | 1箱(1個入) / 10箱(10個入)           |
|                        | 28cm × 10m | 50 813 | 1 pouch(1個入) / 11 pouch(11個入) |

### セローナ<sup>®</sup> キャスト エッジ パディング

| 粘着性、白色                      | 製品番号      |        |          |
|-----------------------------|-----------|--------|----------|
| 厚さ2mm ロール<br>ダンボールディスペンサー入り | 8cm × 5 m | 50 812 | 1箱 / 24箱 |

## セローナ<sup>®</sup> コットンウールバンデージ パディングバンデージ

石膏ギプスや合成キャストの下に部分的、  
全体的、環状に使用するファイバーパディング



### セローナ<sup>®</sup> コットン ウール バンデージ

針穴の開いたビスコースレーヨン不織布  
化学結合剤不使用  
包装紙付きロール状

### セローナ<sup>®</sup> コットン ウール バンデージ

|                       |            | 製品番号   |           |
|-----------------------|------------|--------|-----------|
| 約90 g/m <sup>2</sup>  | 10cm × 4m  | 99 360 | 1箱(60ロール) |
|                       | 12cm × 4m  | 99 361 | 1箱(50ロール) |
|                       | 15cm × 4m  | 99 362 | 1箱(40ロール) |
|                       | 20cm × 4m  | 99 363 | 1箱(30ロール) |
|                       | 10cm × 30m | 99 370 | 1箱( 6ロール) |
|                       | 15cm × 30m | 99 372 | 1箱( 4ロール) |
| 約260 g/m <sup>2</sup> | 30cm × 20m | 99 375 | 1箱( 2ロール) |

### パディングバンデージ

医療目的パディング  
50%ビスコースレーヨン  
包装紙付きロール状

### パディングバンデージ

|           |        | 製品番号      |  |
|-----------|--------|-----------|--|
| 10cm × 5m | 10 640 | 1箱(75ロール) |  |
| 15cm × 5m | 10 641 | 1箱(50ロール) |  |

## セローナ<sup>®</sup> 合成アンダーキャストパディング

アンダーキャストパディングは、石膏ギプスや合成キャストリングテープ下の、露出した神経を保護するために、ソフトで伸縮性があります。きめの細かい繊維状のウェブ組織（織物）は、巻くには十分強力ですが、裂けやすく表面は滑らかです。単に表面をなでつけるだけで、それ自体粘着します。

セローナ合成アンダーキャストパディングは、通気性があり、温度変化に対応します。繊維は湿気を全く吸収せず、キャストリングテープはより速く硬化し、すぐれたパッド効果が長時間保持されます。

100%ポリエステル繊維  
蛍光剤（発光材料）なし  
種々のサイズのロール  
包装紙付き  
滅菌可能  
（オートクレーブ121℃、他の方法）



セローナ合成アンダーキャストパディングはまた、パディングの添え木（スプリント）や鉛ペーストバンデージ（ウナブーツ）、粘着バンデージにも使用されます。傷の治療に～布製の手当て用品や軟膏の化粧と一緒に～セローナは通気性のクッションの役目をします。

### セローナ<sup>®</sup> 合成アンダーキャストパディング

| 製品番号       |        |           |
|------------|--------|-----------|
| 5cm×2.7m   | 92 840 | 1箱（96ロール） |
| 7.5cm×2.7m | 92 841 | 1箱（72ロール） |
| 10cm×2.7m  | 92 842 | 1箱（48ロール） |
| 15cm×2.7m  | 92 843 | 1箱（36ロール） |
| 20cm×2.7m  | 92 844 | 1箱（24ロール） |

#### 輸入販売元

株式会社 **岩城器材**

大阪府東大阪市長田中5-3-1 TEL. (06)6744-9472(代)  
FAX. (06)6744-9410

#### 製造会社

**ローマン ラシア社（ドイツ）**

#### 販売会社