

メロセル眼科用製品

メロセル眼科用製品は、眼科医に完全にリントフリーな外科的処置を施すことを可能にします。このことは、術部に残った繊維の破片に関連して起こる合併症を排除します。全てのメロセル眼科用製品は、繊細なティッシュに触れた時のような吸収性が高く非常に柔らかです。

インスルメント ワイブ

83mm × 83mmの正方形サイズ。高い吸収力を持っています。リントフリーの為、繊維の破片（脱落繊維）を残さずに、精巧なマイクロ器具を拭く事ができます。素材はハイドロ材料-ポリアイソプロパレン、滅菌済み。

Cat No.400200 1枚ずつの個包装されており、
1箱20枚入り



アイドレイン

メロセルアイドレインは、眼科手術部位の水かけ液や体液を自動的に連続的に移して集める、セルフドレインシステムを構築する為に、毛細管現象を利用しています。このシステムは、後ろに粘着性のコレクションバックを含む、ファストウィッキングメロセルアイドレインから成る。バックは、患者の顔の横（片側）のドレープに付着させる。アイドレインは、必要に応じてバックから引き出せて、下眼瞼に取り付けられる。一旦、液体が術部位に入ると、排水は自動的に始まる。特に奥眼の患者の方に有効です。メロセルアイドレインは、手術部位から自動的に連続的に液体を移動し吸収するので、眼科医はセルスポンジ類等で液体を止めたり、その為に移動したりする必要がないので、手術時間を節約できる。メロセルアイドレインコレクションバック（受水袋）は、80ccの容量がある。メロセルアイドレインは、滅菌された、開けやすい袋入り

Cat No.400108 - 80cc
個包装 - 1箱 20個入り



アイスピーア

メロセル・アイスピーアは、眼科や他の微細外科（マイクロ手術）において、体液を早く吸収し移動する為に使用されます。全く繊維を使っていない（リントフリー）のは、このアイスピーアだけであり、それゆえ術部へ危険な繊維状物質が入りこむ可能性を回避できる。もし必要なら有害な繊維（脱落繊維）を作り出すことなしに、Drの望む形状にそのスピーアをカットすることも可能です。メロセル・アイスピーアは、独自のとぎれのないオープンセル構造で、自重の最大15倍の液体を吸収できる。アイスピーアには、経済的な10本/1ポーチ入りである。メロセル・アイスピーアは、滅菌された、開けやすい袋入り

Cat No.400101 1ポーチに10本入り - 1箱18ポーチ入り 合計 180本



輸入元 株式会社 岩城器材

大阪府東大阪市長田中5丁目3-1

電話 06-6744-9472 Fax 06-6744-9410