


# マイクロ器具ホルダー

## FIXING CLAMP

### マイクロ器具の先端の保護に



ホルダーのメッシュバスケット固定例

マイクロ器具(眼科・耳鼻科・整形外科・脳外科・胸部外科・その他)の長短を合わせてユーザーサイドで調整が出来ますので確実に固定が出来ます。

洗浄等をする際にマイクロ器具を固定することができます。



## FIXING CLAMP

- ・ ワンタッチホールド
- ・ ほとんどのメッシュバスケットに固定可能。
- ・ ステンレスフレーム  
シリコンラバー



CIL-2801

60 ~ 200 × 235 × 40 mm

アジャスタブル タイプ



CIL - 2802

60 × 235 × 40 mm

固定 タイプ

洗浄結果は洗浄方法により異なります。

## 株式会社 岩城 器材

東大阪市長田中5丁目3-1

電話：06-6744-9472

FAX：06-6744-9410

<http://www.iwaki-kizai.co.jp>

E-mail：iwakimed@mocha.ocn.ne.jp