

SUPERLITE CAST

スーパーライト キャスト



- ・粘性が少なく巻きやすい
- ・扱いやすい
- ・表面が滑らかで快適な装着
- ・水蒸気透過性が高い



THE FRACTURE
MANAGEMENT SPECIALISTS

SUPERLITE CAST

スーパーライト キャスト

装着しやすい

このポリウレタン樹脂は粘性が少なく、薄膜形成が可能なため応急処置だけでなく長時間装着する患者にも快適で安全であり時間短縮ができます。

優れた柔軟性

SUPERLITE キャストはポリウレタン樹脂とファイバークラスの理想的なコンビネーションです。縦・横・斜めに伸縮性があるので関節や曲線エリアにソフトにモールドが容易であり、非常に快適な装着感です。

非常に皮膚に優しい

特別な不織布は表面が抗菌・脱臭されており、患者の皮膚に非常に優しいです。

軽くて強い

強力さと優れた耐久性により、整形外科治療患者にすばやい処置ができます。装着後20分で患者の体重を支えることができます。

湿気を通す

水蒸気透過性が高いので患者の皮膚がふやけたりする等の長期間キャスト装着する問題を防ぎます。

スーパーライトキャスト

品番	サイズ	入り数
L4124	5cm x 3.6m	10巻入
L4134	7.5cm x 3.6m	10巻入
L4144	10cm x 3.6m	10巻入
L4154	12.5cm x 3.6m	10巻入

医療用具届出番号 27B3X00002000140

巖城器材