



最少のランニングコストで最高級の細菌バリア性を備えた！究極の滅菌コンテナ
 ドイツ ワグナー社製 ワグナーSteriSet



サイズバリエーション	フルサイズ	596mm × 275mm	深さ 115mm、135mm、155mm、205mm、275mm
	ミドルサイズ	456mm × 280mm	深さ 135mm、155mm
	ハーフサイズ	296mm × 275mm	深さ 115mm、135mm、155mm、205mm、275mm
	スモールサイズ	285mm × 135mm	深さ 60mm、80mm、100mm
		285mm × 275mm	深さ 100mm 120mm
		445mm × 280mm	深さ 100mm 120mm
585mm × 275mm		深さ 100mm 120mm	
オプション	フィルタータイプコンテナ、露抜きドレナージバルブ付き、封印シールロック仕様 等		

製造販売元
 (株)岩城器材
 〒577-0013 東大阪市長田中5-3-1
 電話 06-6744-9472
 FAX 06-6744-9410

ワグナーSteriSetコンテナの特長 一覧



品質保証

- 全世界の滅菌規格の統一化によりワグナーSteriSetコンテナはさまざまな国際規格に準拠しています

ISO11607-1 (最終段階で滅菌される医療機器の包装システムに関する要求事項)
 DIN58951+58953(ドイツにおける滅菌コンテナスタンダード)
 EN868part1,part8 (滅菌される医療機器の包装材料とシステム)
 ISO17664 (医療用具の滅菌—再滅菌可能な医療用具の処理に関する製造業者の情報)
 FDA510-K(米国における滅菌コンテナ販売許可承認)
 DIN EN ISO 9001,46001(品質管理におけるヨーロッパ及びドイツのスタンダード)
 DIN EN 13485:2003 (医療機器の特別スタンダード)
 TUV認可 品質管理システムが外部専門機関(TUV)に認可されています



耐久性

- 堅牢で耐久性に優れた構造で納入後10年以上使用できます 最長16年以上使用されている病院もあります

滅菌保証

- 滅菌安全保証期間は6カ月


本体構造

- 滅菌終了時の乾燥効果と耐久性を考慮して本体の構造はアルミニウムとステンレスで構成されています
- 滅菌コンテナの上フタは保管時に液体や蒸気、物体等の落下によって内容物に影響されない様に外フタと内フタの二重フタ構造になっています
 尚、外フタと内フタは清拭ができるように取り外し可能で、外フタ表面の清拭も簡単に行えますので保管時の塵、埃の堆積による影響を除去できます



経済性

- 蒸気注入はダブルバルブ方式にて ペーパーフィルター交換や類似のフィルター交換など日々のランニングで必要な消耗品が不要です
 ダブルバルブ機構はメーカーの10年間無償機能保証付きで安心です



機能性

- 最大60cmの高さまでコンテナを積み重ねて滅菌することが可能。(スペースの有効利用)
 蒸気は外蓋と内蓋の間のギャップを通して進入する

安全性

- 滅菌終了後及び保管時に上フタが誤って作業者にオープンされることのないように高圧蒸気滅菌装置、庫内の温度が80度に達すると滅菌コンテナの上フタが自動的に閉鎖ロックされる機構(サーモロック機構)が搭載されています(誤開封の防止と既開封の確認が容易にできます)
- 滅菌コンテナのハンドルには断熱処理されたシリコンハンドルが使用されています
 シリコンハンドルのカラーは10色あります(科目毎の管理が容易)

